

## Lampiran 1

### Cara Pengoperasian *Photometer Humalyzer 2000*

1. Pilih test yang akan diperiksa
2. Muncul "*factor mode*"
3. Tekan *use stored blank* Y/N → tekan N
4. Reagen dimasukkan dengan menekan "*sample bar*"
5. Kemudian sampel dimasukkan dengan menekan "*Sample bar*"
6. Hasil akan muncul secara otomatis
7. Setelah selesai ditekan "*clear*" kemudian di *puge* bersamaan dengan menghisap *aquadest*.

Lampiran 2

Diagram Alir Pengoperasian *Analyzer EasyLite*



