

BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

1. Rata-rata kadar total protein dan albumin dengan menggunakan tabung tutup kuning lebih tinggi dibanding tabung tutup merah
2. Terdapat perbedaan signifikan hasil pemeriksaan kadar total protein dan albumin dengan menggunakan tabung vakum tutup merah dan tutup kuning.

6.2 Saran

6.2.1 Bagi tenaga laboratorium

Disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan tabung vakum tutup merah dan tutup kuning dalam melakukan pemeriksaan spesimen di laboratorium

6.2.2 Bagi peneliti selanjutnya

Disarankan untuk bisa melakukan penelitian lebih lanjut mengenai serum yang dihasilkan apakah benar - benar terpisah sempurna dari komponen sel – sel darah yang ditampung dalam tabung vakum tutup merah maupun tutup kuning agar tidak mempengaruhi hasil.